

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	010	Группа ОКС (КГС)	02	11.060.10	Регистрационный номер	03	020005
---------	----	-----	------------------	----	-----------	-----------------------	----	--------

Код ОКПД2	10	21.20.10.111
Код ОКП	11	939172
Наименование и обозначение продукции	12	ЦЕМЕНТЫ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ «СТОМАХИМ»
Обозначение государственного стандарта	13	ГОСТ 52770-2007
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 9391-006-31008751-2005
Наименование нормативного или технического документа	15	ЦЕМЕНТЫ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ «СТОМАХИМ»
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	31008751
Наименование предприятия-изготовителя	17	ЗАО «СТОМАХИМ»
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	195043 г. Санкт-Петербург
ул. Челябинская, дом 95		
Местонахождение предприятия-изготовителя		
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, дом 95		
Телефон	19	(812)
Электронная почта	20	stomahim@mail.ru
Сайт	21	stomahim.ru
Наименование держателя подлинника	23	ЗАО «СТОМАХИМ»
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	195043 г. Санкт-Петербург
ул. Челябинская, дом 95		
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	11.05.2005г.
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларирование соответствия, сертификация)	27	подлежит

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Выпускают в следующих исполнениях:

1 - «Стомафил» - комплект для пломбирования зубов на основе стеклянного иономерного цемента (в составе: порошок в банках 3 шт.; жидкость во флаконе 1шт.; кондиционер во флаконе 1 шт.; мерная ложка 1 шт.; блокнот для замешивания 1 шт.; кисточка 20±5 шт.; держатель кисточки 1 шт.; инструкция по применению);

2 - «Стомалит-Д» - цемент пломбировочный стеклоиономерный фторсодержащий;

3 - «Стомакрон» - цемент стоматологический стеклоиономерный для фиксации коронок, мостовидных протезов, ортодонтических конструкций;

4 - «Стомалайн» - цемент стоматологический стеклоиономерный подкладочный;

5 - «Стомасил-Спб» - цемент стеклоиономерный-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов.





Разрешено к применению МЗ РФ протокол: № 5 от 29.06.1995г.; №7 от 24.08.2000г.; №5 от 31.05.2001г.; №11 от 26.12.2002г.

Декларация о соответствии РОСС RU. АГ91.Д04178 от 16.03.2017г.

Основные характеристики:

Наименование показателя	Значение показателя				
	1	2	3	4	5
Предел прочности при сжатии, МПА, не менее	125	130	70	70	
Содержание водовыщелачиваемых веществ, %, не более	0.7				1
Рабочее время, мин, не менее	1.75	2	2	2	2
Время твердения, мин, не более	5	6	8	6	4
Кислотная эрозия, мм/ч, не более	-	0.05	0.05	0.05	-

ФБУ "Тест-С.-Петербург"
 ЗАРЕГИСТРИРОВАН КЛП
 и внесен в
 реестр учетной регистрации
 № 020005 от 25.08.2017

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Николаев		06.07.2017г.	(812) 456-65-31
Заполнил	05	Буш		06.07.2017г.	(812) 456-65-31
Зарегистрировал	06	Егорова		25.08.2017	(812) 244-12-57
Ввел в каталог	07	Егорова		25.08.2017	(812) 244-12-57